






Description	Couverture thermique avec fenêtre chirurgicale pour le contrôle de la température par le haut
N° type	908
N° d'article	11WD908M
Dimensions ¹	180×94 cm (L×L) / Découpe 55×36 cm (L×L)
Poids	Environ 520 g
Matériaux	Tissu vert : 98 % PES, 2 % CF / Tissu blanc : 100 % PES / Revêtement : 100 % PU
Raccords de tuyaux	● ●
Spécifications techniques	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Placement par-dessus le patient ▸ Pour le contrôle de la température de l'ensemble du corps ▸ Avec fenêtre chirurgicale et ouverture au niveau du cou

Exemples d'utilisation ²



Instructions d'utilisation ³



Préopératoire



Peropérateur



Postopératoire



Lithotomie



Positionnement sur le dos



Positionnement sur le ventre



Positionnement
sur le côté



Beachchair

Changement
de lit

Pédiatrie

Chirurgie générale	✓	Neurochirurgie	✓
Chirurgie vasculaire		Chirurgie orthopédique et traumatologique	✓
Gynécologie et obstétrique		Pédiatrie	
Chirurgie cardiaque		Chirurgie esthétique	
Chirurgie de la tête	✓	Chirurgie viscérale	✓
Chirurgie buccale, maxillo-faciale et faciale	✓	Chirurgie thoracique	



¹ Les produits textiles rétrécissent de 3 à 5 % lors des premiers cycles de traitement. Par ailleurs, les dimensions sont basées sur une valeur de tolérance de ± 2 cm.

² Les exemples d'application illustrent toutes les options de raccordement disponibles – un à deux flexibles maximum suffisent pour une mise en service correcte.

³ Les indications d'utilisation sont fondées sur l'expérience pratique de nos partenaires de service et sont fournies à titre indicatif.