



CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE PAR LE HAUT	Face supérieure		Description	Couverture thermique pour le contrôle de la température par le haut
	Face inférieure		N° type	897
			N° d'article	11WD897W
			Dimensions ¹	115×118 cm (L×L)
			Poids	Environ 400 g
			Matériaux	Tissu vert et rembourrage : 100 % polyester / Tissu blanc : 100 % polyester avec enduction polyuréthane
			Raccords de tuyaux	● ●
			Spécifications techniques	<ul style="list-style-type: none"> ► Placement par-dessus le patient ► Pour le contrôle de la température du bas du corps ► Peut également être utilisée comme couverture intégrale pour les bébés et les jeunes enfants

Exemples d'utilisation ²Instructions d'utilisation ³

									
Préopératoire	Peropératoire	Postopératoire	Positionnement sur le dos	Positionnement sur le ventre	Positionnement sur le côté	Lithotomie	Beachchair	Changement de lit	Pédiatrie
Chirurgie générale	✓		Chirurgie vasculaire	✓		Neurochirurgie	✓		
Gynécologie et obstétrique	✓		Chirurgie cardiaque	✓		Chirurgie orthopédique et traumatologique	✓		
Chirurgie de la tête	✓		Chirurgie buccale, maxillo-faciale et faciale	✓		Pédiatrie	✓		
						Chirurgie esthétique	✓		
						Chirurgie viscérale	✓		
						Chirurgie thoracique	✓		



¹ Les produits textiles rétrécissent de 3 à 5 % lors des premiers cycles de traitement. Par ailleurs, les dimensions sont basées sur une valeur de tolérance de ± 2 cm.

² Les exemples d'application illustrent toutes les options de raccordement disponibles – un à deux flexibles maximum suffisent pour une mise en service correcte.

³ Les indications d'utilisation sont fondées sur l'expérience pratique de nos partenaires de service et sont fournies à titre indicatif.