





Description	Matelas thermique pour le contrôle de la température par le bas
N° type	906
N° d'article	11WD906M
Dimensions ¹	204×64 cm (L×L)
Poids	Environ 1.960 g
Matériaux	Tissu vert et rembourrage : 100 % polyester / Tissu blanc : 100 % polyester avec enduction polyuréthane
Raccords de tuyaux	● ● ●
Spécifications techniques	<ul style="list-style-type: none"> ► Placement sous le patient ► Accès complet et sans restriction au patient ► La couche intégrée réduit la pression de contact et minimise l'accumulation de liquide en surface

Exemples d'utilisation ²Instructions d'utilisation ³

									
Préopératoire	Peropératoire	Postopératoire	Positionnement sur le dos	Positionnement sur le ventre	Positionnement sur le côté	Lithotomie	Beachchair	Changement de lit	Pédiatrie
Chirurgie générale	✓		Chirurgie neurologique	✓					✓
Chirurgie vasculaire	✓		Chirurgie orthopédique et traumatologique	✓					✓
Gynécologie et obstétrique	✓		Pédiatrie						
Chirurgie cardiaque	✓		Chirurgie esthétique						✓
Chirurgie de la tête	✓		Chirurgie viscérale						✓
Chirurgie buccale, maxillo-faciale et faciale	✓		Chirurgie thoracique						✓



¹ Les produits textiles rétrécissent de 3 à 5 % lors des premiers cycles de traitement. Par ailleurs, les dimensions sont basées sur une valeur de tolérance de ± 2 cm.

² Les exemples d'application illustrent toutes les options de raccordement disponibles – un à deux flexibles maximum suffisent pour une mise en service correcte.

³ Les indications d'utilisation sont fondées sur l'expérience pratique de nos partenaires de service et sont fournies à titre indicatif.