


CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE PAR LE BAS	Face supérieure		Description	Matelas thermique pour le contrôle de la température par le bas
	Face inférieure		N° type	910
			N° d'article	11WD910M
			Dimensions ¹	115×64 cm (L×L)
			Poids	Environ 1.200 g
			Matériaux	Tissu vert et rembourrage : 100 % polyester / Tissu blanc : 100 % polyester avec enduction polyuréthane
			Raccords de tuyaux	● ● ● ●
			Spécifications techniques	► Placement sous le patient ► Accès complet et sans restriction au patient ► La couche intégrée réduit la pression de contact et minimise l'accumulation de liquide en surface

Exemples d'utilisation ²



Instructions d'utilisation ³

									
Préopératoire	Peropératoire	Postopératoire	Positionnement sur le dos	Positionnement sur le ventre	Positionnement sur le côté	Lithotomie	Beachchair	Changement de lit	Pédiatrie
Chirurgie générale			✓	Neurochirurgie			✓		
Chirurgie vasculaire			✓	Chirurgie orthopédique et traumatologique			✓		
Gynécologie et obstétrique			✓	Pédiatrie			✓		
Chirurgie cardiaque			✓	Chirurgie esthétique			✓		
Chirurgie de la tête			✓	Chirurgie viscérale			✓		
Chirurgie buccale, maxillo-faciale et faciale			✓	Chirurgie thoracique			✓		

CE ¹ Les produits textiles rétrécissent de 3 à 5 % lors des premiers cycles de traitement. Par ailleurs, les dimensions sont basées sur une valeur de tolérance de ± 2 cm.
² Les exemples d'application illustrent toutes les options de raccordement disponibles – un à deux flexibles maximum suffisent pour une mise en service correcte.
³ Les indications d'utilisation sont fondées sur l'expérience pratique de nos partenaires de service et sont fournies à titre indicatif.