



Wärme-Unterlagen

Temperierung von unten inklusive Druckentlastung

UNIVERSAL II – UNI II

Typ-Nr.	- 906
Größe* (LxB)	- 195 x 62 cm
Gewicht	- ca. 1970 g



- Die Universal II des **MoeckWarmingSystem®** ist mit 3 Schlauchanschlussmöglichkeiten ausgestattet
- Dieses Modell ermöglicht eine Temperierung und druckentlastende Lagerung über die gesamte OP-Tischfläche.

Gängige Lagerungshilfen und Patientenlagerungen sind in Verbindung mit der Universal II anwendbar. Mit Hilfe einer Rutsche oder eines Rollbretts kann der Patient leicht umgebetet und mit der Unterlage ausgeschleust werden. Erfahrungsgemäß reicht diese textile Produktlösung in Kombination mit einem dünnen Laken über dem Patienten für viele unserer Kunden zur optimalen Temperierung vollkommen aus.

Tipp: Durch ein einfaches Umschlagen der Universal II am Fußende kann ein zusätzlicher Fersenpolster gegebenenfalls hinfällig werden, um den Patienten druckentlastend zu lagern.

*Da die textilen Produkte während der ersten Aufbereitungszyklen einlaufen, sind hier die Maße der Nutzfläche (exklusive Schlauchanschlüsse) nach mehrmaliger Aufbereitung angegeben. Ferner wird bei den Maßangaben ein Toleranzwert von ± 2 cm zugrunde gelegt.